

## TRIGOfilm pad

steriler, elastischer Wundschnellverband mit silberhaltiger Wundkomresse



TRIGOfilm pad ist ein steriler, transparenter Wundschnellverband mit silberhaltiger Wundkomresse, die nicht mit der Wunde verklebt. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Hotmelt-Kleber beschichtet. Idealer Sitz auch bei Gelenkwunden aufgrund der hohen Elastizität des PU-Films und der rundum klebenden Auflage. Der wasserabweisende PU-Film schützt die Wundkomresse vor Feuchtigkeit und ermöglicht es dem Patienten zu duschen, ohne dass sich der Wundschnellverband mit Wasser voll saugt oder ablöst. Aufgrund des „Wave-Cut“ ist das Schutzpapier leicht ablösbar.

### TRIGOfilm pad wird verwendet:

- zur postoperativen Wundversorgung
- bei steriler Versorgung von Wunden

### Kontraindikationen:

- Patienten mit bekannter Allergie gegen einen Inhaltsstoff des Produkts
- Erfahrungen mit Neugeborenen, Kleinkindern und während der Schwangerschaft sind begrenzt

Vertrieb durch:

**miro Verbandstoffe GmbH**

D-51674 Wiehl

02262-7248-0

**TRIGOCare International GmbH**

In den Wiesen 3

D-51674 Wiehl

Germany

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.

### Bestellinformationen:

Ab-messung	Art-N°	PZN	Kom- presse	VE
ca. 5,0 x 7,2cm	22001	9115905	ca. 2,5 x 3,5cm	100 St.
ca. 8,0 x 10,0cm	22002	9115911	ca. 4,5 x 4,5cm	50 St.
ca. 10,0 x 10,0cm	22003	9115934	ca. 4,5 x 5cm	50 St.

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Polyurethanfolie

Kleber: Hotmelt-Kleber, hypoallergen

Komresse: Viskose, Polyester und Polyolefin  
Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Das antimikrobielle Silber in Form von Silber-Natriumhydrogen-Zirkoniumphosphat befindet sich im Innern der Komresse.

### spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern.

Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	Ethylenoxid
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE 0297</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	IIb
<b>Anhang:</b>	II, RI 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

Fon: +49 (0)22 62 – 72701-0

Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48

www.trigocare.com

info@trigocare.com