

## miro-web

sofort einsetzbare Oberarm-Schulterbandage



miro-web ist eine sofort einsetzbare, beidseitig tragbare Spezialbandage zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm. Durch den Einsatz weicher Schaumstoffgurte weist die Bandage angenehme Trageeigenschaften auf. Gurtinnen-seiten, die direkt auf der Haut aufliegen, sind mit 100% Baumwolle beschichtet. Da die verletzte Schulter frei bleibt, kann die Wunderversorgung ohne Abnahme der Bandage durchgeführt werden.

### Anwendungsgebiete:

- Ruhigstellung postoperativ und posttraumatisch
- Scapulafraktur
- subcapitale Humerusfraktur
- Fraktur der Tubercula
- Humeruskopffraktur
- Fraktur des Processus Coracoideus
- Luxation / Luxationsbruch
- Distorsion / Kontusion
- Rotatorenverletzung
- Periarthritis humeroscapularis

### Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache

### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
XS <small>(nur auf Anfrage)</small>	90200	1180470	1 St.
S	90201	6855599	1 St.
M	90202	6855607	1 St.
L	90203	6855613	1 St.
XL	90204	6855636	1 St.
XXL <small>(nur auf Anfrage)</small>	90205	1180487	1 St.

### Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial (Tragegurte) :

Obermaterial: 18% Polyamid-Velours

Schaumstoff: 72% Polyesterschaum

Untermaterial: 10% Baumwoll-/Viskosegewebe

Armschlinge: 85% Baumwolle

15% Gummifäden

(7,5% Gummi, enthält Latex), doppelt mit Polyester (7,5%) umspinnen. Gummifäden kommen nicht in direkten Kontakt mit der Haut.

Nähgarn: 100% Baumwolle

Klettverschluss: 100% Polyester

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

**Dehnung ca. (in %):**

entfällt

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)

**CE-Kennzeichnung:**

CE

**Zolltarifnummer:**

3005.9050

**Haltbarkeit:**

entfällt

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum einmaligen Gebrauch**

nein