




Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-sorb /sorb T	Alginat-CMC Wundauflage
Beschreibung	 <p>miro-sorb ist ein hoch flexibler, steriler, stark absorbierender Wundfüller aus Calcium-Alginat und einem Hydrokolloid. Die Alginat/Hydrokolloid-Fasern reagieren mit dem Exsudat und bilden eine weiche, gelartige Oberfläche. miro-sorb bindet Wundexsudat in den Fasern und verhindert ein Auslaufen des Sekundärverbandes. Durch den Kalziumanteil verfügt miro-sorb über eine hämostatische Wirkung bei leicht blutenden Wunden. miro-sorb eignet sich ideal für die Behandlung von oberflächlichen und tiefen Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation. Durch die gelartige Oberfläche ist ein atraumatischer Verbandwechsel weitgehend möglich. Rückstände in der Wunde können durch eine adäquate Wundreinigung entfernt werden. Da es sich bei miro-sorb um einen Wundfüller handelt, sollte eine Kombination mit einem geeigneten Sekundärverband stattfinden. miro-sorb darf NICHT auf freiliegende Sehnen aufgebracht werden. Zuschnitte können unter sterilen Aspekten erfolgen.</p> <p>ANWENDUNGSGEBIETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächige, tiefe und stark exsudierende Wunden • Dekubitus • Ulcera verschiedenen Ursprungs • Spalthautentnahmestellen • Abschürfungen • Diabetisches Fußsyndrom (DFS) 	

Wundstadium	Exsudation	zu verwenden als
		Wundfüller

Abmessungen




Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
24006	10 x 10cm Kompresse	2097759	41,95	10 Stück
24007	2,7cm x 34cm Tamponade	4555657	103,95	10 Stück

Materialzusammensetzung

Gemisch aus: 85% Calcium-Alginat
15% Hydrokolloid (Carboxymethylcellulose = CMC)

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

- nekrotische Wunde ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende Wunde
 schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE-Kennzeichnung	Zoll-Tarif-N°
---	Gamma	---	CE 0297	3005.9031
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
5 Jahre	II/b	II		4