

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-film frame		Steriler Wundverband
Beschreibung	<p>miro-film frame ist ein steriler, selbstklebender Wundverband. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. Der Verband ist sehr flexibel und daher besonders geeignet für Körperstellen, die erhöhter Reibung und Bewegung ausgesetzt sind.</p> <p>miro-film ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Der Verband verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel. Besonders anwenderfreundlich ist die Applikationshilfe, die ein einfaches und genaues Anbringen des Filmverbandes ermöglicht.</p> <p>ANWENDUNGSGEBIETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächliche chronische Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) • oberflächliche akute Wunden (Verbrennungen bis Grad 2a, Abschürfungen, Spalthautentnahmestellen) • Fixierung von Wundverbänden (z.B. miro-gel, miro-sorb) • wird auch zur Fotodokumentation für Dermatologen eingesetzt 		
 			

Wundstadium	Exsudation	zu verwenden als
		Primärverband Sekundärverband

Abmessungen



Artikel-Nr.	Größe	PZN	AEP / €	PE
24708	ca. 6 x 8cm	0203660	49,95	50 Stück
24712	ca. 10 x 12,5cm	0203654	99,90	50 Stück
24730	ca. 20 x 30 cm	0203648	59,95	10 Stück

Materialzusammensetzung

Dünne Polyurethanschicht mit hypoallergenem Klebstoff

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

- nekrotische Wunde ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende Wunde
 schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
entfällt	Ethylenoxid	entfällt	CE 0297	3005.1000
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
5 Jahre	I/s	V		4