



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-film	<i>Steriler Wundverband</i>
Beschreibung	<p>miro-film ist ein steriler, selbstklebender Wundverband. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. Der Verband ist sehr flexibel und daher besonders geeignet für Körperstellen, die erhöhter Reibung und Bewegung ausgesetzt sind.</p> <p>miro-film ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Der Verband verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel.</p> <p>ANWENDUNGSGEBIETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächliche chronische Wunden (Ulcus Cruris, Dekubitus) • oberflächliche akute Wunden (Verbrennungen bis Grad 2a, Abschürfungen, Spalthautentnahmestellen) • Fixierung von Wundverbänden (z.B. miro-gel, miro-sorb) • wird auch zur Fotodokumentation für Dermatologen eingesetzt 	
 		

Wundstadium	Exsudation	zu verwenden als
		Primärverband Sekundärverband

Abmessungen




Artikel-Nr.	Größe	PZN	AEP / €	PE
24608	6x8cm	4555634	34,95	50 Stück
24612	10x12,5cm	4555628	74,90	50 Stück

Materialzusammensetzung

Dünne Polyurethanschicht mit hypoallergenem Klebstoff

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

- nekrotische Wunde ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende Wunde
 schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
entfällt	Ethylenoxid	entfällt	CE 0297	
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
5 Jahre	II/b	II		4