




Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-hydro T	Hydrokolloide Wundauflage
Beschreibung	 <p>miro-hydro T ist eine hydroaktive, sterile, selbsthaftende Wundauflage zur feuchten Wundbehandlung. Der Verband hält ein ideal-feuchtes Wundmilieu aufrecht, das die physiologischen Heilungsprozesse fördert.</p> <p>miro-hydro T ist durchlässig für Gase aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Das durch den Kontakt mit Wundexsudat entstehende Gel bindet Exsudat und Gewebetrümmer. Der Verband verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel.</p> <p>miro-hydro T ermöglicht die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. Der Verband ist sehr flexibel und daher besonders geeignet für Körperstellen, die erhöhter Reibung und Bewegung ausgesetzt sind. Zuschnitte können unter sterilen Aspekten erfolgen.</p> <p>ANWENDUNGSGEBIETE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächliche Wunden • schwach bis mässig exsudierende Wunden • postoperative Wunden • Ulcera verschiedenen Ursprungs • Dekubitus • Verbrennungen bis Grad 2a • Diabetisches Fußsyndrom (DFS) 	

Wundstadium	Exsudation	zu verwenden als
		Primärverband Sekundärverband

Abmessungen




Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
24310	10x10cm	4555700	50,80	10 Stück

Materialzusammensetzung

1. Schutzpapier
2. ein Polyurethanfilm, der als Barriere gegen Bakterien und Nässe dient, jedoch einen Gasaustausch ermöglicht
3. eine saugfähige Hydrokolloidschicht (auf Carboxymethylcellulose-Basis)
4. ein silikonbeschichtetes Papier zum Schutz der adhäsiven Seite

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Bei Raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) kühl und trocken lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

- nekrotische Wunde ■ gelblich belegte (fibrinös) Wunde ■ granulierende Wunde ■ epithelisierende Wunde
 schwache Exsudation  mittlere Exsudation  starke Exsudation

Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
entfällt	Gamma	entfällt	CE 0297	3005.1000
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
3 Jahre	II/b	II		4