


## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>	miro-netzkopfverband	<b>Universalgröße</b>
<b>Beschreibung</b>	<p>Nach der Wundversorgung durch sterile oder unsterile Auflagen wird der elastische Kopfschnellverband in ganz einfacher Handhabung zur Fixierung der Auflagen angewendet. Der Kopfschnellverband ist eine zeitsparende Kompaktlösung. Er wird wie eine Mütze übergezogen und bietet so eine optimale Fixierung. Ein Bändchen, das den Kopfschnellverband unter dem Kinn festhält, macht ein Verrutschen unmöglich. Gegenüber herkömmlichen Netzschlauchverbänden bietet dieser Schnellverband eine Optimierung und ist deshalb auch von nicht geschulten Personen leicht anzulegen.</p> <p><b>Einsatzbereiche:</b></p> <p>Schnellversorgung von Unfallopfern mit Kopfverletzungen Wundversorgung nach Operationen Notfallambulanz</p>	
		

### Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
90005	L = Gr. II	0780541	36,90	25 Stück per Box
90006	M = Gr. I	0780535	34,95	25 Stück per Box

### Materialzusammensetzung

Material 18 % Baumwolle, gebleicht, ohne optische Aufheller  
62 % Polyester  
20 % Elasthan

Größe	Länge (ungedehnt)	Breite (ungedehnt)	Längsdehnung (200N)
M	180mm (170 – 190mm)	100mm (90 – 110mm)	330mm (320 – 340mm)
L	230mm (220 – 240mm)	100mm (90 – 110mm)	380mm (370 – 390mm)

<b>Dehnung ca. (in %)</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
s.o.	Auf Anfrage	---	Nein	3005 9010
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
---	I	I und VII		---