



Produktdatenblatt

| | | |
|---|---|---|
| Artikelbezeichnung | miro-plast/steril | steriler Wundschnellverband mit Wundkomresse |
| Beschreibung | <p>Steriler, längs- und querelastischer Wundschnellverband, mit silberhaltiger Komresse. Luft- und wasserdampfdurchlässig durch sehr offenporiges Trägermaterial. Idealer Sitz bei Gelenkwunden durch hohe Elastizität des Trägervlieses. Beschichtet mit hautfreundlichem und latexfreiem Polyacrylat-Kleber. Lieferbar in fünf verschiedenen Abmessungen. Farbe: weiß</p> | |
|  | <p style="text-align: center;">  Silberhaltige Komresse </p> | |
| | einzel in im Peel-Pack | |

Abmessungen

| Artikel-Nr | Größe der Auflage | Größe der Komresse | PZN | AEP / € | PE |
|------------|-------------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 16001 | 50x72mm | ca. 25x35mm | 0581681 | 29,10 | 100 Stück |
| 16002 | 100x80mm | ca. 45x45mm | 0581735 | 36,95 | 50 Stück |
| 16003 | 100x100mm | ca. 45x50mm | 0581758 | 41,20 | 50 Stück |
| 16004 | 100x150mm | ca. 45x100mm | 0581764 | 56,90 | 50 Stück |
| 16005 | 100x200mm | ca. 45x150mm | 0581770 | 62,50 | 50 Stück |

Materialzusammensetzung

| | |
|-----------------|--|
| Trägermaterial: | weißes, elastisches und sehr anpassungsfähiges Polyestervlies |
| Kleber: | Polyacrylat-Kleber, hypoallergen – latexfrei |
| Komresse: | 100% Viskose mit Silberanteilen (0,023g/m ²), Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden |

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.

Haltbarkeit: bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre ab Produktionsdatum



| | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| Dehnung ca. (in %) | Sterilisation | waschbar bis | CE (auf Einzelprodukt) | Zoll-Tarif-N° |
| --- | Ethylenoxid | --- | Ja, CE 0297 | 3005.1000 |
| Haltbarkeit | Klassifizierung | nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42) | | Regel |
| 5 Jahre | I/s | V | | 4 |