



Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung	miro-plast/steril transparent steriler, transparenter Wundschnellverband mit silberhaltiger Wundkomresse
Beschreibung	 <p>Steriler, transparenter Wundschnellverband, mit silberhaltiger Wundkomresse, verklebt nicht mit der Wunde. Luft- und wasserdampfdurchlässig. Idealer Sitz bei Gelenkwunden durch hohe Elastizität des PU-Films. Der wasserabweisende PU-Film schützt die Wundkomresse vor Feuchtigkeit und ermöglicht es dem Patienten zu duschen, ohne dass sich der Wundschnellverband mit Wasser voll saugt oder ablöst. Beschichtet mit hautfreundlichem und latexfreiem Polyacrylat-Kleber. Lieferbar in fünf verschiedenen Abmessungen. Aufgrund des „Wave-Cut“ ist das Schutzpapier leicht ablösbar.</p> <p style="text-align: center;">  Silberhaltige Komresse </p> <p style="text-align: right;">einzel im Peel-Pack</p>

Abmessungen

Artikel-Nr	Größe	PZN	AEP / €	PE
16011	50x72mm	5132999	31,10	100 Stück
16012	100x80mm	5132953	38,95	50 Stück
16013	100x100mm	5132947	43,20	50 Stück
16014	100x150mm	5132930	58,90	50 Stück
16015	100x200mm	5132924	64,50	50 Stück

Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	transparente PU Folie
Kleber:	Polyacrylat-Kleber, hypoallergen – latexfrei
Komresse:	silberhaltige Wundkomresse – verklebt nicht mit der Wunde

Spezielle Lagervorschriften

Lagerung:	nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. „First in - first out“.
Haltbarkeit:	bei sachgerechter Lagerung 5 Jahre ab Produktionsdatum



Dehnung ca. (in %)	Sterilisation	waschbar bis	CE (auf Einzelprodukt)	Zoll-Tarif-N°
---	Ethylenoxid	---	Ja, CE 0297	3005.1000
Haltbarkeit	Klassifizierung	nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)		Regel
5 Jahre	I/s	V		4