





## Produktdatenblatt

<b>Artikelbezeichnung</b>		miro-tracheostomieband N° 1			<i>2-teilig</i>															
<b>Beschreibung</b>		 <p>Zur sicheren und schnellen Fixierung des Tracheostomietubus. Die Tubusfixierung besteht aus zwei Bändern, die durch Klettverschluss und Gummiband individuell einstellbar sind. Leichtes und sicheres Anlegen durch das Pflegepersonal. Durch Baumwollbeschichtung sehr angenehme Trageeigenschaften für den Patienten. In 2 Ausführungen: <b>mit</b> und <b>ohne</b> Gummiband.</p> <p><b>Materialzusammensetzung:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Obermaterial:</td> <td>Polyamid-Velour</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Schaumstoff:</td> <td>Polyesterschaum</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>Untermaterial:</td> <td>Baumwoll-/Zellwollgewebe</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td><b>Elastisches Gummi:</b></td> <td>Elasthan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Klettverschluss:</b></td> <td>Velcro® /Polyester</td> <td>100%</td> </tr> </table>				Obermaterial:	Polyamid-Velour	18%	Schaumstoff:	Polyesterschaum	72%	Untermaterial:	Baumwoll-/Zellwollgewebe	10%	<b>Elastisches Gummi:</b>	Elasthan	100%	<b>Klettverschluss:</b>	Velcro® /Polyester	100%
Obermaterial:	Polyamid-Velour	18%																		
Schaumstoff:	Polyesterschaum	72%																		
Untermaterial:	Baumwoll-/Zellwollgewebe	10%																		
<b>Elastisches Gummi:</b>	Elasthan	100%																		
<b>Klettverschluss:</b>	Velcro® /Polyester	100%																		
																				
<b>Artikel-Nr</b>	<b>Größe / Umfang</b>	<b>PZN</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>PE</b>																
80030 – mit Gummiband	<b>Universalgröße</b>	nicht gelistet	ca. 2,5cm x 36cm	1 St.																
80031 – ohne Gummiband	<b>Universalgröße</b>	nicht gelistet	ca. 2,5cm x 36cm	1 St.																

<b>Artikelbezeichnung</b>		miro-endotrachealband			<i>2-teilig</i>												
<b>Beschreibung</b>		 <p>zur sicheren und schnellen Fixierung von Endotrachealtuben. Ein flaches kaschiertes Schaumstoffband kann individuell (durch Klett) beliebig fixiert werden. Ein selbstklebender Klett kann ebenfalls beliebig auf dem Tubus befestigt werden. Leichtes und sicheres Anlegen durch das Pflegepersonal.</p> <p><b>Materialzusammensetzung:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Obermaterial:</td> <td>Polyamid-Velour</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Schaumstoff:</td> <td>Polyesterschaum</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Untermaterial:</td> <td>Polyamid-Velour</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td><b>Klettverschluss:</b></td> <td>Velcro® /Polyester</td> <td>100%</td> </tr> </table>				Obermaterial:	Polyamid-Velour	15%	Schaumstoff:	Polyesterschaum	70%	Untermaterial:	Polyamid-Velour	15%	<b>Klettverschluss:</b>	Velcro® /Polyester	100%
Obermaterial:	Polyamid-Velour	15%															
Schaumstoff:	Polyesterschaum	70%															
Untermaterial:	Polyamid-Velour	15%															
<b>Klettverschluss:</b>	Velcro® /Polyester	100%															
																	
<b>Artikel-Nr</b>	<b>Größe / Umfang</b>	<b>PZN</b>	<b>Abmessungen</b>	<b>PE</b>													
80035	<b>Universalgröße</b>	nicht gelistet	ca. 2,5cm x 70cm	1 St.													

<b>Hilfsmittel Pos.-N°</b>	<b>Sterilisation</b>	<b>waschbar bis</b>	<b>CE (auf Einzelprodukt)</b>	<b>Zoll-Tarif-N°</b>
---	<b>auf Anfrage</b>	---	<b>ja</b>	<b>9021.1010</b>
<b>Haltbarkeit</b>	<b>Klassifizierung</b>	<b>nach Anhang (EU-Richtlinie 93/42)</b>		<b>Regel</b>
---	<b>I</b>	<b>I und VII</b>		---